

2× Probe qPCR Mix

使用手册 V2.1

北生京泽(启东)生物科技有限公司 江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号 网址:www.bsgeneze.com;电话:40001-59600



♥产品及特点

 $2 \times \text{Probe qPCR Mix}$ 是专用于探针法实时荧光定量 PCR 的预混体系,包含热启动 DNA Polymerase、PCR 优化的稳定剂和增强剂、dNTPs 和 Mg^{2+} ,操作简便,主要用于基 因组 DNA 靶序列和 RNA 反转录后 cDNA 靶序列检测,如基因表达分析,拷贝数分析,SNP 基因型分析等,适用于不同类型探针法荧光定量。它具有下列特点:

1. 高灵敏度: 可以精确定量低拷贝模板;

2. 高特异性: 最大限度的减少引物二聚体和非特异性产物;

3. 有效性: 扩增效率高, CT 值更低。

□成分规格

目录号	产品名称	包装
GZ020701-1	2× Probe qPCR Mix	1 ml
GZ020701-5		5×1 ml

~保存条件

-20℃可保存 24 个月。

世使用方法

(注意:以下举例为常规qPCR 反应体系和反应程序,实际操作中应根据模板、引物结构和目的 片段大小不同进行相应的改进和优化)

1. 根据以下表格配置反应体系,总体积为20 山

试剂	用量	终浓度
2 × Probe qPCR Mix	10 μl	1 ×
正义引物 (10 µM)	0.5 μl	0.25 μΜ
反义引物 (10 μM)	0.5 μl	$0.25~\mu M$
探针(10 µM)	0.5 μl	$0.25~\mu M$
模板 DNA	x μl	
ddH2O	Up to 20 µl	



注意:

- 1) 通常引物浓度以 0.25 μM 可以得到较好结果,可以在 0.1~1.0 μM 作为设定范围的参考。
- 2) 使用的探针浓度,与使用的荧光定量 PCR 仪、探针种类、荧光标记物质种类有关,实际使用时请参照仪器说明书,或各荧光探针的具体使用要求进行浓度的调节。
- 3) 通常 DNA 模板的量以 10-100 ng 基因组 DNA 或 1-10 ng cDNA 为参照,因不同物种的模板中含有的目的基因拷贝数不同,可对模板进行梯度稀释,以确定最佳的模板使用量。
 - 2. qPCR 反应程序, 两步法 PCR:

		温度	时间
 预变性		95℃	5 min
35 ~ 40 _ cycles	变性	95℃	15 sec
	退火/延伸	60°C	30 sec

(注意:建议采用两步法 PCR 反应程序, 若因使用 Tm 值较低的引物等原因, 得不到良好的实验结果时, 可尝试进行三步法 PCR 扩增, 退火温度请以 55℃ - 65℃的范围作为设定参考)

关联产品

产品编号	产品名称
GZ020801-1	2×SYBR qPCR Mix



关注京泽微信公众号 了解更多产品资讯