

CAT#: GZ070401



DNase/RNase-Free 去离子水 (DEPC-H₂O)

使用手册 V2.0

江苏晨逸京泽生物科技有限公司
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号
网址：www.cygeneze.com；电话：40001-40007

💡 产品及特点

DNase/RNase-Free 去离子水经过 DEPC(焦碳酸二乙酯, diethylpyrocarbonate)处理过并高温高压消毒。经检测不含 RNase、DNase 和 proteinase。

本产品可以用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。

📄 成分规格

产品组成	GZ070401
DNase/RNase-Free 去离子水 (DEPC-H ₂ O)	250 ml

➤ 保存条件

室温 (15-30℃) 保存 12 个月。

注意事项:

- 如果每次的使用量很小, 建议适当分装后再使用。
- 手上通常有 RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防 RNase 污染。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

关联产品

产品编号	产品名称
GZ070501	cDNA 第一链合成试剂盒（去除基因组）
GZ070503	一管式 cDNA 第一链合成试剂盒（去除基因组）
GZ070505-1	一步法 RT-PCR 扩增试剂盒
GZ020205-500	一步法 RT-PCR 扩增试剂盒（去除基因组）
GZ020101-1	2×Taq PCR MasterMix（含染料）
GZ070101-500	GeneRed 核酸染料
GZ070102-500	Geneblue 核酸染料
GZ070104	6×Loading Buffer
GZ070105	50×TAE
GZ070106	10×TBE
GZ020701-1	2 × Probe qPCR Mix
GZ020801-1	2×SYBR qPCR Mix



关注京泽微信公众号
了解更多产品资讯