

CAT#: GZ040201

---



**WB 专用型转印滤纸**  
**(90mmX140mmX0.34mm)**

**使用手册 V2.0**

北生京泽（启东）生物科技有限公司  
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号  
网址：[www.bsgeneze.com](http://www.bsgeneze.com)；电话：40001-59600

## 💡 产品及特点

本产品是预裁切的可以直接用于 Western Blotting 免疫印迹实验的转印专用滤纸。它具有下列特点：

1. 100%进口纯棉纤维，吸水能力强。
2. 在洁净环境下生产，不含任何添加剂。
3. 可耐受甲醇、乙醇及其它有机试剂。

## 📏 成分规格

| 编号        | 产品名称                              | 规格       |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| GZ0400201 | WB 专用型转印滤纸<br>(90mmX140mmX0.34mm) | 30 张,15T |

## ➤ 保存及运输

常温运输。常温干燥环境下保存。

## 📖 使用方法

本产品厚度为 0.34mm,预裁切大小为 90mmX140mm,无需再裁切。转膜时推荐使用量为每侧 1 片对折使用。如果转印槽的海绵垫长时间使用后厚度明显减小，可适当增加转印滤纸的用量。

本产品适用于湿转。

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。

## 关联产品

| 货号        | 名称                           |
|-----------|------------------------------|
| GZ040008  | 8% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒         |
| GZ040010  | 10% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒        |
| GZ040302  | 任意浓度 SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒       |
| GZ040005B | SDS-PAGE 彩色浓缩胶制备试剂盒          |
| GZ040101  | 预染彩色蛋白 Marker (10-180kDa)    |
| GZ040102  | 预染彩色蛋白 Marker (6.5-270kDa)   |
| GZ040202  | WB 通用型转印滤纸(90mmX140mmX0.2mm) |
| GZ040501  | 蛋白浓度测定试剂盒(BCA 法)             |



关注京泽微信公众号  
了解更多产品资讯