

CAT#: GZ040202

---



# WB 通用型转印滤纸

## (90mmX140mmX0.2mm)

**使用手册 V2.0**

北生京泽（启东）生物科技有限公司  
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号  
网址：www.bsgeneze.com；电话：40001-59600

## 产品及特点

本产品是预裁切的可以直接用于 Western Blotting 免疫印迹实验的转印滤纸。它具有下列特点：

1. 高级棉纤维，纤维纤细，吸水能力强。
2. 在洁净环境下生产，不含湿强剂，通透性高。

## 成分规格

| 编号        | 产品名称                             | 规格        |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| GZ0400202 | WB 通用型转印滤纸<br>(90mmX140mmX0.2mm) | 100 张,25T |

## 保存及运输

常温运输。常温干燥环境下保存。

## 使用方法

本产品厚度为 0.2mm,预裁切大小为 90mmX140mm,无需再裁切。转膜时推荐使用量为每侧 2 片对折使用。如果转印槽的海绵垫长时间使用后厚度明显减小，可适当增加转印滤纸的用量。

本产品适用于湿转。

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。

## 关联产品

| 货号        | 名称                            |
|-----------|-------------------------------|
| GZ040008  | 8% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒          |
| GZ040010  | 10% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒         |
| GZ040302  | 任意浓度 SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒        |
| GZ040005B | SDS-PAGE 彩色浓缩胶制备试剂盒           |
| GZ040101  | 预染彩色蛋白 Marker (10-180kDa)     |
| GZ040102  | 预染彩色蛋白 Marker (6.5-270kDa)    |
| GZ040201  | WB 专用型转印滤纸(90mmX140mmX0.34mm) |
| GZ040501  | 蛋白浓度测定试剂盒(BCA 法)              |



关注京泽微信公众号  
了解更多产品资讯