

CAT#: GZ040801



10×SDS-PAGE 电泳液 (Tris-Gly)

使用手册 V1.0

北生京泽（启东）生物科技有限公司
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号
网址：www.bsgeneze.com；电话：40001-59600

产品及特点

本产品为 10 倍浓缩型 Tris-Glycine SDS-PAGE 蛋白凝胶电泳缓冲液，主要组分为 250 mM Tris，2.5 M 甘氨酸，1% SDS，使用前需稀释 10 倍。取本产品 100 mL，与 900 mL 去离子水或蒸馏水充分混匀，即得到主要组分为 25 mM Tris，250 mM glycine，0.1% SDS，pH 8.0-8.6@25°C 的工作液。适用于 Tris-Glycine 体系蛋白凝胶电泳。

成分规格

编号	产品名称	规格
GZ040801	10×SDS-PAGE 电泳液（Tris-Gly）	500mL

保存及运输

室温运输与储存，有效期 12 个月。

使用方法

取本产品 100 mL，与 900 mL 去离子水或蒸馏水充分混匀，即得到含 25 mM Tris，250 mM 甘氨酸，0.1% SDS，pH 8.0-8.6 的 1×工作液 1000 mL。

注意事项

- 工作液配制后请尽快使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
- 本产品在环境温度较低的情况下可能会有晶体析出，此为正常现象，可 37°C 温育待其完全溶解之后再进行稀释配制工作液。
- 为取得更好的电泳效果，不建议重复使用。

关联产品

产品编号	产品名称
GZ040005B	SDS-PAGE 彩色浓缩胶制备试剂盒
GZ040008	8% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒
GZ040302	SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒
GZ040101	预染彩色蛋白 Marker (10-180kDa)
GZ040102	预染彩色蛋白 Marker (6.5-270kDa)
GZ040201	WB 专用型转印滤纸 (90mmX140mmX0.34m)
GZ040202	WB 通用型转印滤纸 (98mmX145mmX0.2mm)
GZ040301	蛋白酶抑制剂 cocktail (100x) (细胞/组织)
GZ040303	蛋白酶抑制剂 cocktail (100x) (植物样品)
GZ040401	磷酸酶抑制剂 cocktail (100x)
GZ040501	蛋白浓度测定试剂盒 (BCA 法)



关注京泽微信公众号
了解更多产品资讯