

CAT#:GZ0702120



D-葡萄糖溶液

使用手册 V1.0

北生京泽（启东）生物科技有限公司
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号
网址：www.bsgeneze.com；电话：40001-59600

💡 产品及特点

D-葡萄糖以游离态存在于葡萄、蜂蜜、甜水果、动物的血液、脊髓液和淋巴液等中，又作为多糖的组分及糖苷的形式广存于自然界中。本产品是 1M D-葡萄糖，已高压灭菌，可直接用于各种培养基的添加成分。

📄 成分规格

编号	产品名称	规格
GZ0702120	D-葡萄糖溶液	150 mL

➤ 保存及运输

冰袋运输，2-8℃保存，有效期 6 个月。

⚠ 注意事项

- 本产品已高压灭菌，请在无菌环境下使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



关注京泽微信公众号
了解更多产品资讯